

Corporate Headquarters
75 Burt Drive
Deer Park, NY 11729
tel: 631.254.5577 fax: 631.254.5559

Revisado 07/20/11

www.ec-op.com

Western NY Office 505 Delaware Avenue Buffalo, New York 14202 tel: 716.856.5192 fax: 716.856.5246

CHAQUETA DEL CUERPO (Body Jacket)

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL CUIDADO

Una chaqueta del cuerpo es una órtesis diseñada a la medida de cada paciente para proteger, estabilizar y limitar movimiento en la espina y torso.

Para el Uso de la Chaqueta del Cuerpo

- Usar una camiseta de algodón senida al cuerpo debajo de la órtesis; que va a absorber la transpiración, proteger su piel y mantener su órtesis limpia.
- Usar la órtesis en la posición correcta. El área más angosta se ajuste la cintura justo por encima de los huesos de su cadera. Use esto como una guía para ayudar a que la posición de la órtesis.
- Llevar la órtesis lo más ajustado posible; este permitirá un mayor apoyo a su espina y al torso.
- Estos tipos de órtesis tienen una tendencia a subirse al cuerpo durante el día (cuando se sienta las caderas tienden a ensancharse y empujar la órtesis hacia arriba.) Usted tendrá que reajustar su órtesis a lo largo del día para garantizar la posición correcta.
- Al momento de quitarse la ortesis asegúrese de no tener marcas rojas en la piel. Si las marcas rojas no se han aliviado en 20 minutos debe ser vigilados cuidosamente, espacialmente si usted tiene diabetes o tiene poco sensibilidad en su piel.
- Su médico le dirá si usted necesita usar nuestra órtesis todo el tiempo o solo cuando usted no está
 acostado en la cama. Pregunte a su médico si usted debe usar su órtesis y siga las instrucciones
 cuidadosamente.
- Es posible que usted necesita ajustar la ortesis para el mejor funcionamiento. Por favor llamar a su Ortopedista para discutir un ajustamiento.

Para el Cuidado de su Chaqueta del Cuerpo

- Limpiar su órtesis a lo menos una vez por semana con jabón, y enjuagar bien para quitar los residuos de jabón.
- Si usted tiene un forro desmontable, sigue las instrucciones de lavado en la etiqueta cosida dentro del forro o pregunta a su Ortopedista para las instrucciones.

Notas Importantes Sobre su Chaqueta del Cuerpo

La Chaqueta del Cuerpo es un aparato muy especializado. Es MUY IMPORTANTE que usted atiende cada cita con su Ortopedista. Por favor de llamar para una cita si hay problemas **EAST COAST ORTHOTIC AND PROSTHETIC CORP.**

Instrucciones Especiales (Si aplicable):		
1 \ 1 /-		