

SpanLink© Pneumatic Cam Walker

Instrucciones Para los Pacientes

Los Pneumatic Cam Walkers fueron diseñados por SpanLink para estabilizar y proteger la pierna, el tobillo y el pie. SpanLink Cam Walkers son fáciles de usar y cómodos para llevar lo ideal para los pacientes quien necesitan estabilidad después de un lesión, fractura de estrés o cirugía.

Para Poner El Cam Walker:

1. La bota se abre sin necesidad de retirar el forro desde la bota.



2. Ponga la bota en el piso y póngase el pie dentro de la bota. Asegúrese de que el talón está en contacto con la parte posterior de la bota.



3. Asegure el forro a la pierna por la parte que tiene el Velcro cierra encima del otro lado del forro en la parte superior de su pie y en la parte delantera de la pierna.



4. Asegure las correas del Velcro y empieza con las correas más cerca de los dedos del pie.



Para el control del aire dentro de la bota

1. Para poner aire dentro de la bota cierra la perilla hacia la derecha y apretar la parte gris hasta que usted le sienta la presión adecuado.
2. Para sacar el aire por dentro hay que doblar la perilla hacia la izquierda.



Para Sacar El Cam Walker

1. La bota se abre por las correas del Velcro y el Velcro del forro.
2. Sin necesidad de retirar el forro desde de la bota, sáca el pie de la bota



Instrucciones para lavar: Lavar el forro con agua frio y jabón y secar con el aire. No ponga la bota en la secadora.

Importante:

1. Para el beneficio de su mejoramiento por favor de no ajustar la marca por el tobillo.



Advertencia: Pacientes no deben tocar, remover, o cambiar el marcado indicado que puedes afectar la rehabilitación del proceso.

Instrucciones para lavar

1. Lavar la inserta con agua frio y jabón y secar con el aire. No ponga la bota en la secadora.