



Corporate Headquarters  
75 Burt Drive  
Deer Park, NY 11729  
tel: 631.254.5577 fax: 631.254.5559

www.ec-op.com


Western NY Office  
505 Delaware Avenue  
Buffalo, New York 14202  
tel: 716.856.5192 fax: 716.856.5246

## Static Progressive Pronation/Supination Wrist Orthosis/*El Aparato de Estilo Estático Progresivo para La Muñeca* Patient Instructions/ Instrucciones para los pacientes

1. Position your arm with a 90 degree at the elbow. /*Posicione el brazo a 90 grados de el codo.*



2. Place the upper arm in the humeral cuff and hold the hand piece with the palm facing the rigid hand piece. While holding the hand piece, secure the upper arm by wrapping the Velcro around the humeral cuff. /*Endereza la parte superior del brazo entre la capa del gueso humera con la palma hacia la pieza rigida. Mientras aguantas la pieza de la mano, asegure la parte superior del brazo, envolviendo con el Velcro alrededor de la capa del gueso humeral*



3. Secure the Velcro strap around the wrist. /*Asegure la correa del Velcro alrededor de la muñeca.*



4. Secure the Velcro strap between the thumb and the forefinger. /*Asegure la correa del Velcro entre los dedos pulgar e índice.*



5. To control the desired stretch turn the knob at the elbow. Follow the Static Progressive Stretch Session Instructions for the intensity of the stretch during each session. /*Para tener mas control deseado hay que dar la vuelta a la perilla que esta colocada en el codo. Seguir Las Instrucciones de la Intensidad de Estirar durante cada sesión.*